




Be Right™



Glasbürette, Klasse A, 25 mL

Artikel-Nr.: 2636540

EUR Preis: Kontakt

Anrufen für Liefertermin

Glasbürette mit Einfülltrichter. Zertifiziert, Klasse A (ASTM-Spezifikation E287), mit dauerhafter Seriennummer und Zertifikat für Rückführbarkeit nach NIST-Standards. Der Absperrhahn aus PTFE erfordert kein Schmiermittel. Staubkappe inbegriffen. Die 10 mL Bürette erfüllt die Anforderungen für potentiometrische Titrationsen (ASTM D664).

Technische Daten

Kapazität: 25 mL

Volumen / Packungsgröße: 1 each