



Be Right™



Anorganik-Qualitätskontroll-Standard für Trinkwasser, 500 mL

Artikel-Nr.: 2833049

EUR Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Qualitätskontroll-Standard für Trinkwasser (Anorganik). Gebrauchsfertig. Keine Verdünnung erforderlich. Der Mischstandard enthält: Fluorid: 1 mg/L F^- , Nitrat: 2 mg/L NO_3^- -N, Phosphat: 2 mg/L PO_4^{3-} , Sulfat: 50 mg/L SO_4^{2-} . 500 mL Flasche.

Technische Daten

Beschreibung: Trinkwasser-Anorganik, Multi-Parameter QK-Standard
Konzentration: Nitrat 2 mg/L NO_3^- -N
Plattform: Lösung