



Be Right™



Qualitätskontroll-Standard für Härte, hoher Messbereich, 500 mL

Artikel-Nr.: 2833349

EUR Preis: Kontakt

Verfügbar

Gebrauchsfertig – keine Verdünnung erforderlich. Der gemischte Standard enthält: Gesamthärte: 1.000 mg/L CaCO₃, Calciumhärte: 500 mg/L CaCO₃. 500 mL Flasche

Technische Daten

Beschreibung:	Härte, hoher Messbereich, Multi-Parameter QK-Standard
Konzentration:	Calciumhärte 500 mg/L CaCO ₃
Plattform:	Lösung