



**Be Right™**



## **Sulfat-Standardlösung, 100 mg/L SO<sub>4</sub> (NIST), 500 mL**

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>89149</b>
EUR Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Zur Überprüfung der Genauigkeit von Sulfat-Bestimmungen

---

### **Technische Daten**

Beschreibung:	Sulfat-Standardlösung SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> (NIST)
Konzentration:	100 mg/L
Plattform:	Lösung