



Be Right™



Chemkey Tests für Kupfer (25 Stück)

Artikel-Nr.:	9429200
EUR Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Chemkeys für die Bestimmung von Kupfer, Messbereich 0,06 - 5,00 mg/L Cu. Für portablen Parallel-Analysator (PPA) SL1000.

Technische Daten

Haltbarkeit:	12 Monate
Messbereich:	0,06 - 5,00 mg/L Cu
Parameter:	Kupfer
Plattform:	Chemkeys
Volumen / Packungsgröße:	25 Stück