




Be Right™



## Farbscheiben, 2 Stück, Kieselsäure im hohen Messbereich

Artikel-Nr.: 9262000

EUR Preis: Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen

Die Farbscheibe ist Bestandteil vieler Hach Test-Kits und wird zum Messen von Kieselsäure im hohen Messbereich verwendet (0-30, 0-600 mg/L).

**Hach Farbscheiben bieten eine der präzisesten Methoden mit visuellem Test-Kit und ermöglichen schnelle, präzise Vergleiche.**

---

### Technische Daten

Messbereich: 0-30 mg/L SiO<sub>2</sub>