



Be Right™



Chemkey Tests für Härte, niedriger Messbereich (25 Stück)

Artikel-Nr.:	8636400
EUR Preis:	Kontakt
Verfügbar	

Chemkeys für die Bestimmung der Härte, Messbereich 3 - 100 mg/L CaCO₃. Für portablen Parallel-Analysator (PPA) SL1000.

Wenn Sie bereits ein SL1000 Messgerät verwenden, führen Sie bitte vor der Bestimmung der Härte ein Software-Update durch (steht als Download auf der SL1000 Produktseite zur Verfügung).

Technische Daten

Haltbarkeit:	18 Monate
Messbereich:	3 - 100 mg/L CaCO ₃
Parameter:	Härte
Plattform:	Chemkeys
Volumen / Packungsgröße:	25 Stück